



LabXpert

der Neue für Ihr Labor

Ein echtes Allround-Talent! Er spart Ihnen Zeit und Geld, sorgt für Transparenz plus Sicherheit und dokumentiert Ihre Arbeit verlässlich: LabXpert ist der Profi für Labor und Rezeptur.

Das leistet LabXpert für Sie:

1. Prüfung von Ausgangsstoffen
2. Plausibilitäts-Checks
3. Integration der Herstellungsanweisung
4. Hochwertige Herstellung
5. Qualitätsdokumentation
über den gesamten Prozess

Mehr Informationen: <https://software.labxpert.de>

Im Handumdrehen einsatzbereit – einfach & schnell registriert.

Schritt 1

Geben Sie <https://software.labxpert.de>
in Ihren Browser ein.




Schritt 2

Klicken Sie oben rechts auf
„Registrierung“.



Schritt 3

Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein und
klicken Sie auf „Verifizierungscode senden“.





Im Handumdrehen einsatzbereit – einfach & schnell registriert.

Schritt 4

Sie erhalten per E-Mail einen Verifizierungscode.

Bitte geben Sie diesen Code in das Feld „Prüfcode“ ein und klicken Sie auf „Code überprüfen“.



Schritt 5

Füllen Sie die Felder vollständig aus (halten Sie Ihre WEPA-Kundennummer bereit) und bestätigen Sie die Registrierung mit einem Klick auf „Erstellen“.

Hinweis:

Ihr Passwort muss 8 – 16 Zeichen enthalten, bestehend aus mindestens:

1 x Kleinbuchstabe: a, b, c, ...

1 x Großbuchstabe: A, B, C, ...

1 x Ziffer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1 x Symbol: @ # \$ % ^ * - _ + = [] { } | \ : , , ? / ` ~ „ () ; .

Das von Ihnen vergebene Passwort wird Ihnen nicht per E-mail zugesendet.

Im Handumdrehen einsatzbereit – einfach & schnell registriert.

Schritt 6

Sie können mit LabXpert starten,
sobald Sie sich mit Ihren Zugangsdaten
eingeloggt haben.

Bitte melden Sie sich an.

E-Mail-Adresse


Kennwort

Anmelden

Kennwort vergessen?

Können wir Sie unterstützen?

Besuchen Sie uns gerne im LabXpert Forum,
dort werden all Ihre Fragen beantwortet.



Mehr Informationen: <https://software.labxpert.de>